

Mascarilla Autofiltrante Protección contra Partículas: FFP2

Las mascarillas de protección FFP2 están indicadas para proteger al usuario de la inhalación de partículas y agentes contaminantes. Están reguladas por el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a equipos de protección individual (E.P.I.) y por la norma europea EN 149:2001+A1:2009 que especifica los requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir las mascarillas filtrantes clasificadas en FFP2.

Están fabricadas sobre polipropileno de máxima calidad e incorporan dos gomas elásticas, los cuales la hacen muy comfortable de llevar y se adaptan perfectamente gracias al clip metálico para la zona de la nariz.

Características

- Media máscara filtrante que cubre la nariz, boca y mentón, sin válvula.
- No irrita la piel ni ofrece resistencia a la respiración.
- No estéril y de un solo uso.
- Aplicables para prevención respiratoria contra agentes contaminantes y protección frente a partículas líquidas y sólidas nocivas.
- Sujeción con enganche en las orejas de resistencia a la ruptura.
- Adaptador nasal ligero y moldeable.
- Fabricadas con polipropileno de máxima calidad.
- Mascarillas fabricadas según la Norma EN 149:2001+A1:2009.
- **Envase primario: pack de 50 unidades.** Envase secundario: 27 packs de 50 unidades (1350uds).
- **Producto fabricado en España.**



Datos Técnicos

| | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-----|
| Dimensiones (mm)* | 210 x 157 | Fuga al interior (%) | <8 |
| Peso unitario (g) | 12 | Máxima penetración de filtro (%) | <6 |
| Método de sujeción | Gomas elásticas | Eficacia de filtración mínima (%) | >94 |

*(ancho x alto)